



PREPARAT NABŁYSZCZAJĄCY DO NARZĘDZI

Anios RHW

NEUTRALNY PREPARAT O WŁAŚCIWOŚCIACH NABŁYSZCZAJĄCYCH DO PŁUKANIA NARZĘDZI MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH

Produkt zapewniający szybkie schnięcie narzędzi bez pozostałości.

- Ułatwia suszenie
- Może być stosowany w wodzie o różnej jakości
- Wysoce kompatybilny z polisulfonami



Anios RHW

Neutralny preparat o właściwościach nablyszczających do płukania narzędzi medycznych i chirurgicznych



Anios RHW
kanister 5 l

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Bezbarwny, przezroczysty płyn
- pH koncentratu* w +20 °C: min. 2 - max. 3
- pH roztworu 0,03%*: około 4,2
- pH roztworu 0,3%*: około 3,6
- Gęstość (koncentrat) w +20 °C: 1,03 g/ml
- Przewodność roztworu 0,03% oraz 0,2%: 53 - 228 μS/cm

*pomiarów wartości pH w warunkach eksploatacji należy zawsze dokonywać przy użyciu pehametru z kompensacją temperatury

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

| PRODUKT | ILOŚĆ | KOD PRODUKTU |
|-----------|------------------|--------------|
| Anios RHW | 2 x 5 l kanister | 3099320 |



LABORATOIRES ANIOS
CE 1, Rue de l'Espoir
59260 Lille Lezennes
France

Dystrybutor:
ECOLAB SP. Z O.O.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Środek o właściwościach nablyszczających do płukania narzędzi medycznych i chirurgicznych. Preparat ułatwiający suszenie rekomendowany do użycia w urządzeniach zasilanych wodą, która nie została oczyszczona przez proces odwróconej osmozy.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Koncentrat wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Przeznaczony jest do użycia w rozcieńczeniu od 0,03 do 0,3% (czyli 0,3 do 3 ml na litr wody) w wodzie zimnej lub gorącej w zależności od rodzaju maszyny. Zgodny z cyklami dezynfekcji termicznej.

SKŁAD

Niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, kwas mlekowy, izopropanol oraz substancje pomocnicze.

PRZECHOWYWANIE

Niebezpieczeństwo – należy przestrzegać środków ostrożności (sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów UE w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych).

Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

DOKUMENTACJA

Dokumentacja produktu Anios RHW dostępna na życzenie.

WYROBY MEDYCZNE UŻYWAJ BEZPIECZNIE

Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.



WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA
PROFESJONALNEGO.

ECOLAB[®]

www.ecolab.pl