

PREPARAT PŁUCZĄCY DO MYJNI NACZYŃ SANITARNYCH

Anios LB 40

PRODUKT PŁUCZĄCY O KWAŚNYM pH DO MYJNI NACZYŃ SANITARNYCH (NP. KACZEK, BASENÓW).

- Produkt płuczący o lekko kwaśnym pH
- Zawiera surfaktanty ułatwiające suszenie
- Zdolność rozpuszczania soli wapnia
- Produkt przeznaczony do myjni naczyń sanitarnych



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKT

- Bezbarwny lub przezroczysty żółty płyn
- pH koncentratu* w +20 °C: około 2,0
- pH roztworu 0,05%*: 4,1
- pH roztworu 0,7%*: 3,3
- Gęstość (koncentrat) w +20 °C: 1,018 g/ml
- Przewodność roztworu 0,05% oraz 0,7%: 37,9 - 235 μS/cm
- Lepkość (koncentrat): 3.00 mPa·s

*pomiarów wartości pH w warunkach eksploatacji należy zawsze dokonywać przy użyciu pehametru z kompensacją temperatury.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

PRODUKT	ILOŚĆ	KOD PRODUKTU
Anios LB 40	2 x 5 l kanister	3095980



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Dystrybutor:
ECOLAB SP. Z O.O.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Produkt płuczący o kwaśnym pH do myjni naczyń sanitarnych (np. kacek, basenów).

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Koncentrat do zastosowania profesjonalnego. Stosować stężenie zgodnie z programem myjni oraz twardością wody (od 0,5 do 7 ml/litr).

SKŁAD

Niejonowe i anionowe środki powierzchniowo-czynne w środowisku kwaśnym.

PRZECHOWYWANIE

Niebezpieczeństwo. Należy przestrzegać środków ostrożności (sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów UE w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych). Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

DOKUMENTACJA

Dokumentacja dostępna na życzenie.

WYROBY MEDYCZNE UŻYWAJ BEZPIECZNIE

Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.



WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA
PROFESJONALNEGO.



www.ecolab.pl