

Aniosyme Synergy WD Plus



Siła mycia alkalicznego w centralnej sterylizatorni

Monoenzymatyczny preparat myjący zapewniający siłę alkalicznego mycia

Aniosyme Synergy WD Plus to płynny, alkaliczny preparat myjący przeznaczony do maszynowego reprocessowania narzędzi. Zapewnia doskonałą jakość mycia, a jego specjalnie opracowana monoenzymatyczna, bezkrzemianowa formuła daje znakomitą tolerancję materiałową.

- **SILNY** - Siła alkalicznego mycia
- **ENZYMATYCZNY** - Skuteczny wobec wszystkich rodzajów zabrudzeń
- **SKUTECZNY** - Już najniższe stężenie robocze w przedziale od 0,3% do 1% zapewnia znakomite efekty mycia można stosować z wodą każdej jakości



Aniosyme Synergy WD Plus

Monoenzymatyczny preparat myjący zapewniający siłę alkalicznego mycia



Aniosyme Synergy WD Plus
5 L kanister



Aniosyme Synergy WD Plus
20 L kanister

Silny

Siła alkalicznego mycia; Wartość pH > 10 - spełnia wymogi RKI (Instytutu Roberta Kocha).

Enzymatyczny

Elastycznie dozowany, usuwa wszystkie rodzaje zabrudzeń dzięki specjalnie opracowanej monoenzymatycznej formule niezawierającej krzemianów.

Skuteczny

Już najniższe stężenie robocze w przedziale od 0,3% do 1% zapewnia znakomite efekty mycia. Można stosować z wodą każdej jakości.

Dane chemiczno-fizyczne

• Gęstość	20°C	1,152 g/mL
• Wartość pH* (koncentrat)	20°C	10,0
• Wartość pH* przy 0,3% (roztwór, 3 ml/L w wodzie dejonizowanej)	20°C	10,9
• Wartość pH* przy 1% (roztwór, 10 ml/L w wodzie dejonizowanej)	20°C	11,0
• Przewodność przy 0,3% (roztwór, 3 ml/L w wodzie dejonizowanej)	20°C	515 µS/cm
• Przewodność przy 1% (roztwór, 10 ml/L w wodzie dejonizowanej)	20°C	1412 µS/cm
• Lepkość (koncentrat)	20°C	< 15 mPa/s

*Pomiarów wartości pH dokonano w warunkach użytkowania przy użyciu pehametru z kompensacją temperatury.

Dostępne opakowania

Produkt	Ilość	Kod produktu
Aniosyme Synergy WD Plus Kanister	2 x 5 L	3118650
Aniosyme Synergy WD Plus Kanister	20 L	3118670



ECOLAB SP. Z O.O.

ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska

www.ecolab.com



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Obszar zastosowań

Monoenzymatyczny preparat myjący do sprzętu medycznego w postaci koncentratu. Mycie narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych w automatycznych myjniach-dezynfektorach i myjniach tunelowych.

Instrukcja Użytkowania

- Koncentrat do profesjonalnego użytku
- Stosować w myjniach-dezynfektorach i myjniach tunelowych w stężeniu 0,3%. W razie potrzeby stężenie można zwiększyć do 1%
- Czas działania od 5 minut
- Należy dostosować stężenie, czas działania i temperaturę użytej wody odpowiednio do stopnia zabrudzenia, zastosowanego programu mycia i docelowego poziomu pH fazy mycia
- Maksymalna temperatura: 60°C

Skład

Środki powierzchniowo czynne, związek kompleksujący, kompleks enzymatyczny (proteaza), substancje pomocnicze.

Przechowywanie

Niebezpieczeństwo – należy przestrzegać środków ostrożności (sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów UE w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych). Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. (zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC).

Dokumentacja

Dokumentacja naukowa jest dostępna na życzenie.

Stosuj ostrożnie wyrób medyczny

Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.



WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.

ECOLAB
PROTECTING WHAT'S VITAL™