



PREPARAT DO MYCIA I DEZYNFEKCJI WYROBÓW MEDYCZNYCH

Surfa'Safe Premium

PREPARAT DEZYNFEKCYJNO-MYJĄCY

Preparat dezynfekcyjno-myjący przeznaczony do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych i niezanurzalnych wyrobów medycznych.

SURFA'SAFE PREMIUM jest gotowym do użycia preparatem do mycia i dezynfekcji powierzchni, łącząc szerokie spektrum działania mikrobójczego, krótkie czasy działania, doskonałą tolerancję materiałową (również wobec powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi), a także właściwości delikatnego środka myjącego.

- Nadaje się do wielu rodzajów powierzchni wyrobów medycznych stosowanych w placówkach opieki zdrowotnej, a także idealnie sprawdza się na oddziale intensywnej opieki oraz w innych obszarach wysokiego ryzyka
- Posiada dobre właściwości pianące
- Wydajna formuła pozbawiona zbędnych składników (substancji zapachowych i barwników)
- Mycie i dezynfekcja w jednym kroku, pozostawiają powierzchnię widocznie czystą



Surfa'Safe Premium

Preparat dezynfekcyjno-myjący przeznaczony do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych i niezanurzalnych wyrobów medycznych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Jednoczesne mycie i dezynfekcja
- Nie zawiera alkoholu, substancji zapachowych ani barwników
- Szerokie spektrum działania mikrobójczego oraz optymalny czas działania
- Opakowanie 750 ml ze zintegrowanym spryskiwaczem pianowym ogranicza powstawanie aerozoli i substancji lotnych
- Tolerancja wobec wielu materiałów, w tym polimerów (np. poliwęglanów, pleksiglasu)
- Gęsta piana, dobrze przylegająca do powierzchni
- Wartość pH: 6

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

SPEKTRUM DZIAŁANIA	CZAS DZIAŁANIA
EN 16615* (bakteriobójczy, drożdżakobójczy)	2 min
EN 13727* (bakteriobójczy)	1 min
EN 13624* (drożdżakobójczy)	2 min
EN 14348* (bójczy wobec prątków gruźlicy)	60 min
EN 14476* (działanie wirusobójcze wobec wirusów osłonkowych)	1 min
EN 14476* Rotawirus	30 sek
EN 14476* (ograniczone działanie wirusobójcze) (Adenowirus 30 min / Norowirus (MNV) 15 min)	30 min

* warunki brudne

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

PRODUKT	OPAKOWANIE	KOD PRODUKTU
Surfa'Safe Premium	12 x 750 ml	3099280

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Preparat dezynfekcyjno-myjący przeznaczony do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych i niezanurzalnych wyrobów medycznych.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Roztwór gotowy do użycia.

Spryskać ściereczkę z włókniny roztworem preparatu, po czym przetrzeć powierzchnię.

Preparat równomiernie rozprowadzić (+/- 6 ml/m² lub około 10 naciśnieć pompki).

Należy przestrzegać wskazanego czasu działania koniecznego ze względu na wymaganą skuteczność mikrobójczą.

Splukiwanie preparatu nie jest konieczne, z wyjątkiem powierzchni mających kontakt ze skórą lub błonami śluzowymi.

Należy zapoznać się z wydaną przez producenta instrukcją stosowania dotyczącą mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych.

Informacje na temat częstotliwości stosowania preparatu sprawdzić w obowiązującym planie higieny.

SKŁAD

Chlorek didecyldimetyloamoniowy (Nr CAS 7173-51-5) 3 mg/g, niejonowe środki powierzchniowo czynne, czynnik chelatujący, substancje pomocnicze.

DOKUMENTACJA

Wyrób medyczny. Dokumentacja produktu Surfa'Safe Premium dostępna na życzenie.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

WYROBY MEDYCZNE UŻYWAJ BEZPIECZNIE

Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.



WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA
PROFESJONALNEGO