



UCHWYT NA CHUSTECZKI Z WYTRZYMAŁEGO POLIPROPYLENU (PP)

UCHWYT NA CHUSTECZKI (z zestawem montażowym)

UCHWYT ŚCIENNY NA CHUSTECZKI TYPU FLOWPACK Z WYTRZYMAŁEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO - ŁATWE I HIGIENICZNE DOZOWANIE CHUSTECZEK

Do wykorzystania z opakowaniami typu "flowpack" - 100 chusteczek:

- Incidin™ OxyWipe S
- Incidin™ OxyWipe
- Incidin™ OxyWipe NG
- Incidin™ Alcohol Wipe
- Wip'Anios Excel

Wyroby medyczne oraz produkty biobójcze należy stosować z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

INFORMACJE TECHNICZNE

Materiał: Polipropylen (PP)

Uchwyt na chusteczki: 26 cm (s) x 14,5 cm (w) x 9 cm (g)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

PRODUKT	OPAKOWANIE	KOD
UCHWYT ŚCIENNY NA CHUSTECZKI Zestaw montażowy: 2 x śruby + 2 x dwustronna taśma klejąca (4x4cm)	12 szt.	10057686



REPROCESOWANIE / DEZYNFEKCYJA

Mycie i dezynfekcja: należy użyć chusteczek Incidin™ OxyWipe S, Incidin™ OxyWipe, Incidin™ OxyWipe NG, Incidin™ Alcohol Wipe lub Wip'Anios Excel.