



PREPARAT DEZYNFEKCYJNY W SPRAYU

ANIOSPRAY QUICK

PREPARAT DEZYNFEKCYJNY

Szybka dezynfekcja uprzednio umytych, niezanurzalnych, nieinwazyjnych i odpornych na działanie alkoholi wyrobów medycznych i sprzętu medycznego.

Roztwór gotowy do użycia

- Preparat na bazie etanolu
- Szerokie spektrum działania mikrobójczego w krótkim czasie działania
- Nie pozostawia żadnych śladów po wyschnięciu
- Przyjemny zapach
- Nie zawiera barwników



ANIOSPRAY QUICK

Preparat dezynfekcyjny



Aniospray Quick
Butelka 1 l



Aniospray Quick
Kanister 5 l

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Preparat gotowy do użycia
- Klarowny, bezbarwny roztwór
- Gęstość: ok. 0,9
- Wartość pH w temp. + 20°C: ok. 5,5

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

NORMY	CZAS DZIAŁANIA
EN 13697* (bakteriobójczy)	30 sek
EN 13697* (drożdżakobójczy)	30 sek
EN 13697* (grzybobójczy)	5 min
EN 13727* (bakteriobójczy)	30 sek
EN 13624* (drożdżakobójczy)	30 sek
EN 13624* (grzybobójczy)	5 min
EN 14348* (bójczy wobec prątków gruźlicy)	30 sek
EN 14348* (prątkobójczy)	5 min
EN 14476* (wirusobójczy wobec wirusów osłonkowych)	30 sek
EN 14476* (ograniczone spektrum wirusobójcze) (Adenowirus / Norowirus (MNV))	5 min 30 sek/5 min
EN 16777* (wirusobójczy wobec wirusów osłonkowych)	30 sek
EN 16777* (ograniczone spektrum wirusobójcze) (Adenowirus / Norowirus (MNV))	5 min 30 sek/5 min

*warunki czyste

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

PRODUKT	OPAKOWANIE	KOD PRODUKTU
ANIOSPRAY QUICK	12 x 1 l	3098910
ANIOSPRAY QUICK	4 x 5 l	3098890

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Szybka dezynfekcja uprzednio umytych, niezanurzalnych, nieinwazyjnych i odpornych na działanie alkoholi wyrobów medycznych i sprzętu medycznego.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Roztwór gotowy do użycia.

Używać po wcześniejszym wyczyszczeniu wyposażenia medycznego.

Spryskiwać dezynfekowane obszary, aż do całkowitego zwilżenia.

Stosować w odpowiedniej ilości (+/- 40 ml/m²).

Istotne jest całkowite zwilżenie wszystkich przedmiotów przeznaczonych do dezynfekcji.

Przestrzegać zalecanego czasu działania dla uzyskania pożądanego działania mikrobójczego.

Splukiwanie preparatu nie jest konieczne, z wyjątkiem powierzchni mających kontakt ze skórą lub błonami śluzowymi.

Częstotliwość stosowania jest uzależniona od planu higieny obowiązującego w danej placówce.

Należy zapoznać się z instrukcjami producenta dotyczącymi mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego.

Uwagi: Przed użyciem należy sprawdzić kompatybilność powierzchni z preparatem alkoholowym.

Przeznaczone do dezynfekcji urządzenia elektryczne muszą być odłączone od zasilania.

SKŁAD

Etanol (Nr CAS 64-17-5: 550 mg/g),
Propionian N,N-didecylo-N-metylo-
poli(oksyetylo)amonu (Nr CAS 94667-33-1:
1.1 mg/g), substancje zapachowe.

DOKUMENTACJA

Wyrob medyczny. Dokumentacja produktu ANIOSPRAY QUICK dostępna na życzenie.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

WYROBY MEDYCZNE UŻYWAJ BEZPIECZNIE

Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.



WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA
PROFESJONALNEGO.