



PASY STABILIZUJĄCE PACJENTA

ZESTAW JEDNORAZOWYCH PASÓW DO STABILIZACJI KOLANA I CIAŁA



Kod Produktu: PSKB100N-EU
Opis: Pas Stabilizujący Pacjenta - na kolano i ciało
Wymiary: (+/- 1,27 cm) Szerokość: 10,2 cm
 Długość części nr 1: 84 cm
 Długość części nr 2: 71 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym: 12 zestawów
Wymiary opakowania: 31 x 28 x 26 cm

Materiały:	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Zapięcie rzepowe Velcro™ i sprzączka ▲ Materiał trójwarstwowy: Warstwa górna i dolna: Włókno poliestrowe Warstwa środkowa: Pianka kompozytowa
Możliwość użycia:	Produkt jednorazowego użytku
Sterylizacja:	Produkt niesterylny (przeznaczony wyłącznie do sterylizacji tlenkiem etylenu)
Warunki przechowywania:	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Przechowywać w temperaturze pokojowej / ogólne warunki magazynowe ▲ Przechowywać z dala od promieni słonecznych ▲ Chronić przed wilgocią
Certyfikaty:	<ul style="list-style-type: none"> ▲ EN ISO 13485:2016 ▲ Procedura Jednego Audytu dla Wyrobów Medycznych (MDSAP) ▲ Znak CE - wyrób medyczny klasy I ▲ Amerykańska Agencja Żywności i Leków: Klasa 1
Oświadczenia:	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Nie zawiera lateksu ▲ Nie zawiera ftalanów ani DEHP

JEDNORAZOWY PAS NA PODSTAWKĘ POD RAMIĘ



Kod Produktu: PSAB100N-EU
Opis: Pas Stabilizujący Pacjenta - na podstawkę pod ramię
Wymiary: Szerokość: 3,81 cm
 Długość: 81,3 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym: 48 sztuk
Wymiary opakowania: 37 x 27 x 19 cm

Materiały:	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Taśma rzepowa ▲ Materiał trójwarstwowy: Warstwa górna i dolna: Włókno poliestrowe Warstwa środkowa: Pianka kompozytowa
Możliwość użycia:	Produkt jednorazowego użytku
Sterylizacja:	Produkt niesterylny (przeznaczony wyłącznie do sterylizacji tlenkiem etylenu)
Warunki przechowywania:	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Przechowywać w temperaturze pokojowej / ogólne warunki magazynowe ▲ Chronić przed wilgocią
Certyfikaty:	<ul style="list-style-type: none"> ▲ EN ISO 13485:2016 ▲ Procedura Jednego Audytu dla Wyrobów Medycznych (MDSAP) ▲ Znak CE - wyrób medyczny klasy I ▲ Amerykańska Agencja Żywności i Leków: Klasa 1
Oświadczenia:	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Nie zawiera lateksu ▲ Nie zawiera ftalanów ani DEHP